


MANUALE PER L'UTENTE

DIGITAL VAC CHECK

Modello n. PM760



RICEVIMENTO/ISPEZIONE

Rimuovere il vacuometro digitale Vac Check Precision Medical, Inc. dalla confezione e verificare che non presenti danni. NON USARE se sono presenti danni. Rivolgersi al fornitore.

PRIMA DELL'USO LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI

Il presente manuale fornisce istruzioni per l'installazione e l'utilizzo del vacuometro digitale Vac Check da parte di un professionista, al fine di garantire la sicurezza e prevenire danni al vacuometro. Qualora il manuale non risulti chiaro, NON UTILIZZARE il vacuometro digitale Vac Check e rivolgersi al fornitore.

AVVERTENZA

NON sottoporre a pressione il vacuometro digitale Vac Check. Ciò provoca danni al vacuometro e comporta l'annullamento della garanzia.

SPECIFICHE

Dimensioni:

Lunghezza (con collegamento): 7,6 cm (3 in) **Lunghezza** (senza collegamento): 5,4 cm (2.1 in)

Larghezza: 6,7 cm (2.6 in) **Peso:** 65 g (2.3 oz)

Altezza: 2,5 cm (1 in) **Peso di spedizione:** 83 g (2.9 oz)

Precisione: +/- 1% della gamma a scala completa di 0-760 mmHg

Batteria agli ioni di litio:

La durata è di 8-10 anni. La diminuzione della luminosità del display indica che la batteria si sta scaricando. La batteria non può essere sostituita sul campo. Restituire il prodotto a Precision Medical, Inc. che sostituirà la batteria a un costo simbolico più spese di spedizione.

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

Il vacuometro digitale Vac Check consente di misurare i livelli di vuoto in mmHg. Non è richiesta alcuna interfaccia utente. Quando il vacuometro viene collegato a una fonte di vuoto, il livello di vuoto viene visualizzato automaticamente; quando viene scollegato sul display è visualizzato "0". Applicazioni tipiche del vacuometro Vac Check sono riportate su pannello posteriore del dispositivo.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

1. Scollegare dalla fonte di vuoto prima della pulizia.
2. Pulire le superfici esterne del vacuometro digitale Vac Check con un panno inumidito con un detersivo delicato e acqua.
3. Asciugare con un panno asciutto.
4. Conservare il vacuometro in un'area pulita e priva di grassi, oli e altre fonti di contaminazione.

CALIBRATURA

Il presente documento certifica che il vacuometro digitale Vac Check PM760, numero di serie _____ è stato calibrato in conformità con gli standard di misurazione internazionali. In caso di problemi di accuratezza rivolgersi a Precision Medical, Inc.

Le conversioni sono elencate sul pannello posteriore del vacuometro digitale Vac Check. Consultare l'etichetta sul pannello posteriore del vacuometro digitale Vac Check o fare riferimento ai fattori di conversione di seguito.

FATTORI DI CONVERSIONE

1 atm	=	760 mmHg
1 bar	=	750 mmHg
1 cmHg	=	10 mmHg
1 inHg	=	25,4 mmHg
1 kPa	=	7,5 mmHg

OPPURE

x ATM	=	(L.V.C.) / 760
x BAR	=	(L.V.C.) / 750
x cmHg	=	(L.V.C.) / 10
x inHg	=	(L.V.C.) / 25,4
x kPa	=	(L.V.C.) / 7,5

L.C.R. = Lettura Vac Check

x = Risposta o valore di interesse

RESTITUZIONE

Per la restituzione di un prodotto è necessario ottenere un codice di autorizzazione (RGA), rivolgersi a Precision Medical, Inc. Tutti i prodotti restituiti devono essere confezionati in contenitori sigillati per evitare danni. Precision Medical, Inc. non si assumerà alcuna responsabilità per prodotti danneggiati durante il trasporto. Fare riferimento alla procedura di restituzione di Precision Medical, Inc. disponibile sul sito Web www.precisionmedical.com

GARANZIA LIMITATA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Precision Medical, Inc. garantisce che il regolatore di vuoto per applicazioni mediche (il Prodotto) sarà privo di difetti di manifattura e/o dei materiali per il seguente periodo:

vacuometro digitale Un (1) anno dalla data della spedizione.
Vac Check

Batteria Un (1) anno dalla data della spedizione.

Qualora nel periodo applicabile si manifesti una qualsiasi mancanza di conformità alla presente garanzia, Precision Medical, Inc. si impegna, previa notifica scritta e dopo avere accertato che i beni siano stati conservati, installati, sottoposti a manutenzione e utilizzati in conformità con le istruzioni di Precision Medical, Inc. e con le procedure standard del settore, nonché dopo avere accertato che non siano state apportate modifiche, sostituzioni o alterazioni ai beni, a correggere il difetto mediante idonea riparazione o sostituzione a proprie spese.

EVENTUALI DICHIARAZIONI A VOCE NON PONGONO IN ESSERE ALCUNA GARANZIA.

Nessun rappresentante di Precision Medical, Inc. né alcun rivenditore è autorizzato a offrire garanzie a voce sulle merci descritte nel contratto e tali dichiarazioni non potranno essere ritenute valide, né sono parte del contratto di vendita. Pertanto, la presente scrittura è una dichiarazione definitiva, completa ed esclusiva dei termini del contratto.

LA PRESENTE GARANZIA È ESCLUSIVA E SOSTITUISCE QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIALITÀ, IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE O ALTRA GARANZIA DI QUALITÀ, TANTO ESPLICITA QUANTO ESPLICITA.

In nessuna circostanza Precision Medical, Inc. si assumerà la responsabilità per danni speciali, accidentali o indiretti inclusi, in modo non limitativo, perdite di profitto, mancata vendita o lesioni alle persone e danni ai beni. La correzione di eventuali mancanze di conformità come indicate sopra costituisce l'unico adempimento in caso di responsabilità di Precision Medical, Inc., siano esse basate su contratto, negligenza, illecito o altro. Precision Medical, Inc. si riserva il diritto di interrompere la produzione di qualsiasi prodotto o di modificare i materiali, la progettazione o le specifiche dei prodotti senza previa notifica.

Precision Medical, Inc. si riserva il diritto di correggere eventuali errori amministrativi o tipografici senza sanzioni.